



A

Adapter voor Industriële Elektrodes

Deze adapter laat de installatie van elke elektrode in in-line houders toe. De nippel heeft een O-ring voor een veiligere installatie.

HI 6057 3/4" nippel voor elektrodes

B

Basis voor Checktemp® 1

Handige kunststof staander voor Checktemp®1

HI 740024 Staander voor Checktemp®1

HI 740024P Staander voor Checktemp®1 (10 stuks)

HI 740025 Staander voor Checktemp®1 (6 stuks)



Basis voor HI 76405

zie Elektrode houder

Batterij, 1,5 V

Vervangbatterijen gebruikt in de meeste HANNA testers.

HI 740026P 1,5 V batterij (12 stuks)

HI 721301 1,5 V batterij (100 stuks)



Batterij, 1,5 V AA

Vervangbatterijen voor alle HANNA waterbestendige en print/log draagbare meters.

HI 740027P 1,5 V AA batterij (10 stuks)

Batterij, 1,5 V AAA

Vervangbatterijen beschikbaar in pakketten van 10 stuks.

HI 740028P 1,5 V AAA batterij (10 stuks)



Batterij, 3,6 V AA Lithium

Vervangbatterij voor HI 141 reeks.

HI 740033 3,6 V AA Lithium batterij

Batterij, 9 V

Vervangbatterij voor alle HANNA draagbare meters met niet-waterbestendige behuizing en HI 83200 benchtop fotometer reeks.

HI 740029P 9 V batterij (10 stuks)

HI 721310 9 V batterij (100 stuks)



Batterij voor AmpHel® Elektrodes

Extra batterij voor versterkte pH en ORP industriële elektrodes, AmpHel® reeks.

HI 740031 Extra batterij voor AmpHel® elektrodes

Batterij Cover

zie Cover voor het onderdeel Batterij

Batterij, inductieve Opladers

Deze modellen hebben een tot 200 uur uitgebreide levensduur van de batterij die lange werking in het veld mogelijk maakt. Wanneer de batterijspanning laag is, moet u geen extra set batterijen meedragen; de batterijen kunnen worden herladen met HANNA's inductieve oplader. Laat de meter gewoon een paar uur op de oplader staan, en klaar is Kees. De oplader kan ofwel in een standaard 220V contactdoos gestoken worden met de bijgeleverde HANNA adapter of in een 12 VDC bron, zoals een 12 volt aansteker in de auto.

- HI 710040** Inductieve batterij oplader zonder uitwendig contact
- HI 710041** Inductieve batterij oplader voor HI 9817x reeks.
- HI 710042** Inductieve batterij oplader voor HI 9818x reeks
- HI 710044** Inductieve batterij oplader voor HI 9124, HI 9125 en HI 9126

Buret

Glazen buret voor vloeistofdosering, ideaal gereedschap voor onderwijs- en labtoepassingen. De reagens kan nauwkeurig gedoseerd worden met een resolutie van 0,1 ml. De buret is voorzien van een glazen reagensreservoir om tot 100 testen uit te voeren voordat opvulling nodig is.

- HI 740195** 10ml glazen buret met 500ml reagensreservoir en drukballon
- HI 740212** 25ml glazen buret met 1l reagensreservoir en drukballon

C

Cel, fotometrisch, voor PCA Reeks

zie PCA extra Onderdelen

Cel, Meting, voor Fotometers en Turbiditeitsmeters

zie Cuvet

COD Testbuis Adapter

HI 740219P COD testbuis adapter (3 stuks)



HI 740031



HI 710040



HI 710044

Connector

Connectoren om de elektrode verbindingkabels te herstellen of aan te passen.

- HI 740116** BNC connector (2 stuks)
- HI 740117** DIN connector (2 stuks)
- HI 740118** US standaard connector (2 stuks)
- HI 731323** Phono style stekker met 1m kabel en draaduiteinde voor de HI 762 en HI 765 reeks temperatuursondes (4 stuks)
- HI 76P2-10** Phono style stekker met 10m kabel en draaduiteinde voor de HI 762 en HI 765 reeks temperatuursondes (4 stuks)



HI 7164

Connector, undecaal

11-pin connector voor alle elektrische verbindingen van HI 7871, HI 7873 en HI 8666.

- HI 7164** Undecale connector

Cuvet

De glazen cuvet is het gevoeligste onderdeel om nauwkeurige metingen met fotometers en turbiditeitsmeters te nemen. Het is belangrijk dat de cuvet altijd proper is en geen schrammen heeft.

- HI 731321** Glazen cuvet voor HI 937xx draagbare meters & HI 832xx reeks (4 stuks)
- HI 731331** Glazen cuvet voor HI 957xx en 967xx reeks (4 stuks)
- HI 731311** Lege cod vials met dop (5 stuks)



HI 731331

Cuvet, Reinigingsdoekje

Deze zachte doekjes zijn ideaal om cuvetten van fotometers en tubiditeitsmeters te reinigen zonder het oppervlak van de cuvet te beschadigen.

- HI 731318** Cuvet reinigingsdoekje (4 stuks)



HI 731318

D

Deksel voor Batterijcompartiment

Extra batterijdeksels voor draagbare en zakmeters.

- HI 740002P** Batterijdeksel voor Checker® (10 stuks)
- HI 740003P** Batterijdeksel voor Checktemp® (10 stuks)
- HI 740004P** Batterijdeksel voor Checktemp® 1 (10 stuks)
- HI 740005P** Batterijdeksel voor Checktemp® 2 (10 stuks)
- HI 740006** Batterijdeksel voor Conmet
- HI 740007P** Batterijdeksel voor HI 9040 omhulsel (10 stuks)
- HI 740009P** Batterijdeksel voor HI 9025 omhulsel (10 stuks)
- HI 740011P** Batterijdeksel voor Piccolo+ (10 stuks)
- HI 740013P** Batterijdeksel voor HI 9214 omhulsel (10 stuks)
- HI 740014P** Batterijdeksel voor HI 98810 omhulsel (10 stuks)
- HI 740015P** Batterijdeksel voor HI 99551 omhulsel (10 stuks)
- HI 740016P** Batterijdeksel voor HI 99550 omhulsel (10 stuks)
- HI 740017P** Batterijdeksel voor Hygrocheck® (10 stuks)
- HI 740018P** Batterijdeksel voor draagbare fotometers (10 stuks)



HI 740022P

- HI 740019P** Batterijdeksel voor C 200 reeks (10 stuks)
- HI 740020P** Batterijdeksel voor HI 99104 (10 stuks)
- HI 740021P** Batterijdeksel voor Piccolo (10 stuks)
- HI 740022P** Batterijdeksel met O-ring voor waterbestendige testers (10 stuks)
- HI 740207P** Batterijdeksel voor HI 93703 (10 stuks)

Deksel voor Zekeringhouder

Extra deksel voor zekeringhouder van procesinstrumentatie.

- HI 740119P** deksel voor zekeringhouder (10 stuks)

Deksel voor Behuizing

Gebruikt voor bescherming van behuizing en inwendige elektronica. Doorzichtige deksels voor voorkant panelen van procesmeters en ingebouwde printers.

- HI 740120** Links toetsenbord deksel voor HI 120 reeks
- HI 740121** Rechts kunststof deksel voor wandmontage instrumenten
- HI 740122P** Kunststof deksel voor uitgangen van BL 7916 en BL 7917 (2 stuks)
- HI 740124P** Achterkant deksel voor HI 140 reeks (2 stuks)
- HI 740125P** Achterkant deksel voor HI 981401 (2 stuks)
- HI 740126** Achterkant deksel voor HI 8614 behuizing
- HI 740127** Doorzichtig deksel voor ingebouwde printer van draagbare meters
- HI 740129** Doorzichtig voorkant deksel voor BL 7916 en BL 7917
- HI 740130** Doorzichtig voorkant deksel voor HI 8710 behuizing

Doosje, beschermend

Beschermend doosje voor draagbare meters.

- HI 710018** Beschermende tas voor HI 93530N behuizing
- HI 710019** Beschermende tas voor HI 93510N behuizing met elektrode
- HI 710020** Beschermende tas voor HI 9040 behuizing met elektrode
- HI 710021** Beschermende tas voor HI 9060 behuizing
- HI 710022** Beschermende tas voor HI 8424 behuizing



HI 710022

Dop, beschermend

Voorkomt schade aan tester en elektrode door onopzettelijke schokken.

- HI 740162P** Beschermende dop voor Checktemp® (5 stuks)
- HI 740164** Beschermende dop voor HI 1083
- HI 740165** Beschermende dop voor HI 1330
- HI 740166** Beschermende dop voor HI 1331
- HI 740167** Beschermende dop voor HI 2031
- HI 740169** Beschermende dop voor Hygrocheck®
- HI 740170** Beschermende dop met O-ring voor bovenste compartiment in HI 9033 behuizing
- HI 740172** Beschermende dop voor Piccolo
- HI 740173** Beschermende dop voor Skincheck™ elektrode
- HI 740178** Beschermende dop voor RH elektrodes
- HI 740194** Beschermende dop voor pH en ORP elektrodes

- HI 740208P** Beschermende dop voor FC 200 (2 stuks)
- HI 740210P** Beschermende dop voor HI 98107 behuizing (2 stuks)
- HI 740211** Doorzichtige beschermende dop voor opgeloste zuurstof elektrodes

Dop, beschermend, voor Fotometers

Beschermt meetcel van fotometers tegen stof, vloeistoffen of elk ander beschadigend materiaal, wanneer hij niet in gebruik is.

- HI 740095** Beschermende dop voor fotometer meetcel (2 stuks)

Dop, Cuvet

Te gebruiken met cuvetten voor fotometers en turbiditeitsmeters. Ze hebben een inkeping om in de gleuf op de meter te passen, zodat er geen licht kan binnendringen en de meting kan verstoren.

- HI 731325** Dop voor cuvet voor turbiditeitsmeters en HI 937xx reeks (4 stuks)
- HI 731325N** Dop voor cuvet voor HI 832xx reeks (4 stuks)
- HI 731325W** Dop voor cuvet voor HI 832xx-02 reeks (4 stuks)
- HI 731335** Dop voor cuvet voor HI 957xx en HI 967xx reeks (4 stuks)
- HI 731335N** Dop voor cuvet voor HI 88703, HI 88713 en HI 83414 troebelheidsmeters (4 stuks)

Dop, Fles

zie Fles

Dop, Maatbeker

zie Maatbeker

Dop, Transport, voor opgeloste Zuurstofelektrodes

Beschermt het membraan van HANNA Instruments® opgeloste zuurstofelektrodes tijdens transport tegen onopzettelijke schokken.

- HI 740094P** Transportdop voor opgeloste zuurstofelektrodes (10 stuks)

Dop, metalen, voor RH Elektrodes

Metalen dop voor de sensoren van HANNA Instruments® RH elektrodes te beschermen in ruwe omgevingen.

- HI 710011** Metalen dop voor RH elektrodes

Dop voor hervulbare Elektrodes

Kunststof dop voor opvulgat van alle pH en ORP elektrodes die elektrolytvloeistof gebruiken.

- HI 740093P** Dop voor hervulbare elektrodes (20 stuks)

Draagkoffer, stevig

Stevige draagkoffer voor fotometers en turbiditeitsmeters met vooruitgesneden spons waarin het instrument, de reagentia en het apparaat passen. 381 x 311 x 108 mm.

- HI 740218** Draagkoffer voor draagbare fotometers en turbiditeitsmeters
- HI 740222** Draagkoffer voor HI 832xx reeks
- HI 740222N** Draagkoffer voor HI 832xx-02 reeks



HI 740218

Stevige Draagkoffer voor algemeen Gebruik 340 x 230 x 90 mm

- HI 710031** Algemene stevige draagkoffer

Stevige draagtas met thermogevormd blad voor HI 931000 en alle HANNA pH meters met HI 8424 behuizing, volledig met pH 4 en pH 7 buffer oplossingen. 340 x 230 x 90 mm

- HI 721312** Kit voor HI 991001 en HI 8424

Stevige draagkoffer met thermogevormd blad voor HI 8424 en HI 93510 behuizing. 340 x 230 x 90 mm.

- HI 721316** Draagkoffer voor draagbare meters



HI 710031

Stevige draagkoffer met thermogevormd blad voor HI 9025 omhulsel en draagbare meters met ingebouwde printer.

340 x 230 x 90 mm.

- HI 721317** Draagkoffer voor draagbare, waterbestendige en meters met printer

Stevige draagkoffer met thermogevormd blad voor chemische testkits. Het blad laat ordelijke plaatsing van de reagentia toe in elke testkit.

- HI 740098** Draagkoffer voor HI 3813
- HI 740099** Draagkoffer voor HI 3814
- HI 740100** Draagkoffer voor HI 3816
- HI 740101** Draagkoffer voor HI 3817
- HI 740102** Draagkoffer voor HI 3819
- HI 740103** Draagkoffer voor HI 3821
- HI 740104** Draagkoffer voor HI 3823
- HI 740105** Draagkoffer voor HI 3825
- HI 740106** Draagkoffer voor HI 3827
- HI 740107** Draagkoffer voor HI 3828
- HI 740108** Draagkoffer voor HI 3837
- HI 740115** Draagkoffer voor HI 3835
- HI 740197** Draagkoffer voor HI 3810
- HI 740201** Draagkoffer voor HI 3822



HI 721312



HI 721316



HI 710001



HI 710002



HI 710003



HI 710004



HI 76404

Draagtas, voor Testers

Er zijn ook verschillende stevige draagtassen beschikbaar voor andere HANNA producten, zoals zakmeters.

- HI 740109** Draagtas voor Piccolo
- HI 740110** Draagtas voor HI 98107 behuizing
- HI 740112** Draagtas voor Conmet

Zachte draagtas voor HI 8014 en draagbaar fotometerbehuizing. 230 x 130 x 50 mm.

- HI 710001** Zachte draagtas voor HI 8014 behuizing

Zachte draagtas voor HI 9040 type thermistor thermometers. 280 x 120 x 50 mm.

- HI 710002** Zachte draagtas voor draagbare thermistor thermometers

Zachte draagtas voor HI 9214 pH meter en elke zakmeter, zoals Piccolo en Conmet. 230 x 100 x 50 mm.

- HI 710003** Zachte draagtas voor HI 9214

Zachte draagtas voor HI 93510 en HI 955501 behuizingen. 150 x 90 x 30 mm.

- HI 710004** Zachte draagtas voor HI 93510 behuizing

Zachte draagtas voor HYGROCHECK®.

- HI 740203** Zachte draagtas voor HYGROCHECK®

E

Elektrode houder

Cantilever stand met een grote stalen basis levert grotere stabiliteit en flexibiliteit, en houdt tot 3 elektrodes vast in elke positie.

- HI 76404** Elektrode houder voor pH 209 type benchtop meters
- HI 76404N** Elektrode houder voor HI 4xxx benchtop pH, EC, DO meters
- HI 76405** Elektrode houder met stalen basis
- HI 76405A** Cantilever arm
- HI 76405C** Stalen basis voor HI 76405
- HI 740035** Elektrode houder en kunststof maatbeker voor HI 207 en HI 208

Elektrodes voor Testers, extra Onderdelen

- HI 73106** Extra pH elektrode voor HI 98106 en HI 98107
HI 73108 Extra pH elektrode voor HI 98108
HI 73120 Extra ORP elektrode voor HI 98120
HI 73127 Extra pH elektrode voor HI 98121, HI 98127, HI 98128, HI 98129 en HI 98130

F

Fast Tracker™ (Tag Identification System)

i-Button® tags om te gebruiken met Fast Tracker™ compatibele meters.

- HI 920005** tag houders met tags (5 stuks)

Fles, glazen

- HI 740038** 60 ml glazen fles en stop

Fles, polyethyleen

Hoge dichtheid polyethyleen flessen, geschikt voor stalen, mengen en opslag. Beschikbaar in pakketten van 6 en 10 stuks, en in verschillende inhouds, van 30ml tot bijna 4l. Polypropylene doppen kunnen afzonderlijk besteld worden.

- HI 740056P** 30ml fles (10 stuks)
HI 740058 30ml fles (6 stuks)
HI 740059P Dop voor 30ml fles (10 stuks)
HI 740048P 120ml fles (10 stuks)
HI 740050 120ml fles (6 stuks)
HI 740049P Dop voor 120ml fles (10 stuks)
HI 740052P 230ml fles (10 stuks)
HI 740054 230ml fles (6 stuks)
HI 740055 Dop voor 230ml fles (6 stuks)
HI 740070P 500ml fles (10 stuks)
HI 740072 500ml fles (6 stuks)
HI 740073P Dop voor 500ml fles (10 stuks)
HI 740046P 1 fles (10 stuks)
HI 740047P Dop voor 1 liter fles (10 stuks)
HI 740044P Fles van 3,78l (1 gallon) (5 stuks)
HI 740045P Dop voor fles van 3,78l (10 stuks)

Fles, polyethyleen, Druppelteller

Geleverd bij HANNA testkits waar één-per-één druppeldosering vereist is. Dankzij de verwijderbare stekker is heropvulling van de fles heel gemakkelijk.

- HI 740060P** 30ml druppel fles (10 stuks)
HI 740063 30ml druppel fles (6 stuks)
HI 740061P Plug voor 30ml druppel fles (10 stuks)
HI 74006 Plug voor 30ml druppel fles (6 stuks)
HI 740065P Dop voor 30ml druppel fles (10 stuks)



HI 76404N



HI 76405



HI 740035



HI 920005



HI 740038

Fles, polyethyleen, FDA geschikt

Deze zwarte flessen beschermen vloeistoffen, zelfs onder rechtstreeks licht. Ze zijn beschikbaar in verschillende inhouds, van 30ml tot 1 liter.

HI 740068P	30ml FDA fles (10 stuks)
HI 740069P	Dop voor 30ml FDA fles (10 stuks)
HI 740084P	500ml FDA fles (10 stuks)
HI 740086	500ml FDA fles (6 stuks)
HI 740087P	Dop voor 500ml FDA fles (10 stuks)
HI 740082P	1l FDA fles (10 stuks)
HI 740083P	Dop voor 1l FDA fles (10 stuks)

Fles, polyethyleen, rechthoekig

Deze flessen vervolledigen het bereik van HANNA flessen. Ze worden normaal gezien gebruikt als reservoirs voor de reagentia van de PCA analysatoren.

HI 740074P	460ml rechthoekige fles (10 stuks)
HI 740076P	460ml rechthoekige fles (10 stuks)
HI 740077P	Dop voor 460ml rechthoekige fles (10 stuks)

Filter voor chemische Testkits

Vervangfilter voor HI 3838 formaldehyde testkit.

HI 740135	Filter voor HI 3838
------------------	---------------------

Filter voor PCA

zie PCA extra Onderdelen

Fles voor opgeloste Zuurstofanalyse

Glazen fles, voorzien voor de HANNA chemische testkits en fotometer voor opgeloste zuurstofanalyse. De fles is voorzien van een glazen stop om een luchtdichte afsluiting te verzekeren. Fles en stop kunnen ook afzonderlijk besteld worden.

HI 740039	60ml glazen fles voor opgeloste zuurstofanalyse
HI 740041	60ml glazen fles en stop (6 stuks)
HI 740042	60ml glazen fles voor opgeloste zuurstofanalyse (6 stuks)
HI 740043	Glazen stop voor 60ml glazen fles (6 stuks)

G

Gedemineraliseerd Water

Demi-02	Fles om 2 liter gedemineraliseerd water te bereiden
Demi-05	Fles om 5 liter gedemineraliseerd water te bereiden
Demi-10	Fles om 10 liter gedemineraliseerd water te bereiden

Gereedschap voor Vervanging Elektrode

Gebruikt om de elektrode van HI 98120, HI 98121, HI 98127, HI 98128, HI 98129, HI 98130, HI 98311 en HI 98312 testers te verwijderen.

HI 73128P Gereedschap voor het verwijderen van de elektrode (10 stuks)

Gewicht, keramisch, voor Pompen

zie Pomp extra Onderdelen



HI 73128P

H

Haak voor Installatie van Procesmeters

Gebruiken voor installatie van paneelmontage van procesmeters, zoals BL 931700, HI 8710 en pH 500.

- HI 740145** Monteerhaak voor HI 8710 behuizing (2 stuks)
- HI 740146** Monteerhaak voor BL 931700 behuizing (2 stuks)
- HI 740147** Monteerhaak voor pH 500 behuizing (2 stuks)

Hoezen, beschermend, voor Geleidbaarheidselektrodes

Deze hoezen zijn nodig om EC en TDS metingen correct uit te voeren met HANNA elektrodes. Ze beschermen elektrodes ook tegen onopzettelijke schokken.

- HI 740179** Beschermende PVC hoes voor Conmet
- HI 740180** Beschermende PVC hoes voor HI 76302W
- HI 740181** Beschermende PVC hoes voor HI 1285
- HI 740182** Beschermende PVC hoes voor HI 76303
- HI 740189** Beschermende hoes voor HI 7685, HI 7686 en HI 7687

Hoes, beschermend, voor opgeloste Zuurstofelektrodes

Beschermende hoes ontworpen voor HI 76409 reeks opgeloste zuurstof elektrodes.

HI 746409-0 Beschermende hoes voor HI 76409 reeks

Hoes, schokbestendig

Deze speciale hoezen werden ontworpen om uw instrumenten te beschermen en schade door onopzettelijke schokken te voorkomen, in het bijzonder bij veldtoepassingen. Ze kunnen hoge temperaturen weerstaan (tot 200°C), ozon en milieufenomenen, en zijn beschikbaar in 2 kleuren.



HI 710007

Hoes, schokbestendige rubberen hoes voor draagbare meters met HI 991001 oude behuizing.

- HI 710007 Schokbestendige rubberen hoes, blauw
- HI 710008 Schokbestendige rubberen hoes, oranje



HI 710008

Hoes, schokbestendige rubberen hoes voor draagbare meters met HI 93711 behuizing.

- HI 710009 Schokbestendige rubberen hoes, blauw
- HI 710010 Schokbestendige rubberen hoes, oranje



HI 710009

Hoes, schokbestendige siliconen hoes voor draagbare meters met HI 8424 behuizing.

- HI 710015 Schokbestendige siliconen hoes, blauw
- HI 710016 Schokbestendige siliconen hoes, oranje

Hoes, schokbestendige rubberen hoes voor draagbare "slim-line" meters.

- HI 710024 Schokbestendige rubberen hoes, blauw
- HI 710023 Schokbestendige rubberen hoes, oranje

Houder voor Elektrodes

zie Elektrode houder

Houder voor HI 146 Elektrode

- HI 750146 Wandmontage elektrode houder voor HI 146

Houder voor Niveau Controller Staven

De HANNA niveau controllers vereisen meetstaven en deze staafhouder, die het circuit van de versterker bevatten om de controllers te bedienen.

- HI 7874 Staafhouder en niveau transmitter



HI 710010

Industriële by-pass loop elektrode houder. Ontworpen voor gebruik in een bypass lus configuratie.

- HI 60545 Elektrode houder voor door-pass lus configuraties



HI 710015

Industriële elektrode houder voor immersie installatie. Gemaakt uit stevig PVC, dit item kan de meeste chemicaliën weerstaan.

- HI 6050 Elektrode houder voor immersie installatie, 0,6m
- HI 6051 Elektrode houder voor immersie installatie, 1m
- HI 6052 Elektrode houder voor immersie installatie, 1,6m
- HI 60501 Elektrode houder uit PVC voor immersie installatie voor reservoirs, vaten, baden en open kanalen
- HI 60503 Elektrode houder uit PVDF voor immersie installatie voor reservoirs, vaten, baden en open kanalen

Industriële elektrode houder voor in-line installatie. Er zijn twee modellen beschikbaar, afhankelijk van de elektrodedraad. Gemaakt uit glasvezel versterkt polypropyleen, deze houders passen perfect bij de relevante HANNA pH en ORP elektrodes.

- HI 6054B** Elektrode houder voor in-line installatie, $\frac{3}{4}$ x 16UNF draad
- HI 6054T** Elektrode houder voor in-line installatie, PG 13,5 draad
- HI 60542** Elektrode houder voor in-line directe buisinstallatie, PG 13,5 draad

Inktpatroon voor ingebouwde Printers

Extra inktpatroon voor benchtop meters met ingebouwde printer.

- HI 710033** Inktpatroon voor benchtop meters met ingebouwde printer

Extra inktpatroon voor draagbare meters met ingebouwde printer.

- HI 710035** Inktpatroon voor draagbare meters met ingebouwde printer

K

Kabel, 6-draads

6-draads kabel voor 4-ring geleidbaarheidselektrodes. Verschillende lengtes zijn beschikbaar.

- HI 779/1** 6-draads kabel, 1m
- HI 779/3** 6-draads kabel, 3m
- HI 779/5** 6-draads kabel, 5m
- HI 779/10** 6-draads kabel, 10m
- HI 779/15** 6-draads kabel, 15m

Kabel, PC Verbinding

RS232 Serie kabels om een PC met elke HANNA meter met RS232 serie poort te verbinden.

Kabel, PC Verbinding, voor Bench Meters.

- HI 920010** RS 232 Serie kabel voor PC verbinding (9 tot 9-pin)

Kabel, PC Verbinding, voor draagbare Meters.

- HI 920011** RS232 Serie kabel voor PC verbinding (5 tot 9-pin)

Kabel, USB PC Verbinding

USB interface kabels.

- HI 7698281** USB PC verbindingskabel voor HI 9828
- HI 920013** USB kabel voor PC verbinding (uitgezonderd HI 9828, gebruik HI 7698281 in de plaats)




HI 710016



HI 6050



HI 60503



HI 60542



HI 6054T



HI 710035



HI 779/5



HI 920010

Kabel, Verbinding, met een schroef-dop connector op een uiteinde, dia 5 mm

- HI 778P/1** Kabel voor elektrodes met schroef-dop connector, 1m
- HI 778P/3** Kabel voor elektrodes met schroef-dop connector, 3m
- HI 778P/5** Kabel voor elektrodes met schroef-dop connector, 5m
- HI 778P/10** Kabel voor elektrodes met schroef-dop connector, 10m
- HI 778P/15** Kabel voor elektrodes met schroef-dop connector, 15m
- HI 778P** Kabel voor elektrodes met schroef-dop connector, 100m

Kabel, Verbinding, voor Elektrodes

Breed bereik van verbindingkabels voor pH en ORP elektrodes, beschikbaar met verschillende opties voor connectoren en kabellengtes. Verbindingkabel zonder connectoren, dia 3mm



HI 920011

- HI 7853/1** Kabel voor elektrodes, 1m
- HI 7853/3** Kabel voor elektrodes, 3m
- HI 7853/5** Kabel voor elektrodes, 5m
- HI 7853/10** Kabel voor elektrodes, 10m
- HI 7853/15** Kabel voor elektrodes, 15m

Kabel, Verbinding, voor HI 931002

Om pH en ORP proces controllers te verbinden met de HI 931002 simulator en alle kalibratie procedures uit te voeren.



HI 7862-1

- HI 7862/1** HI 931002 verbindingkabel, 1m

Kabel, Verbinding, 3 mm dia. met een schroef-dop connector op een uiteinde. Het andere uiteinde kan vrij zijn of voorzien zijn van een BNC, DIN of US standaard connector.



HI 7856-1

- HI 7854/1** Verbindingkabel met schroef-dop connector, 1m
- HI 7854/3** Verbindingkabel met schroef-dop connector, 3m
- HI 7854/5** Verbindingkabel met schroef-dop connector, 5m
- HI 7854/10** Verbindingkabel met schroef-dop connector, 10m
- HI 7854/15** Verbindingkabel met schroef-dop connector, 15m
- HI 7855/1** Verbindingkabel met schroef & BNC connectoren, 1m
- HI 7855/3** Verbindingkabel met schroef & BNC connectoren, 3m
- HI 7855/5** Verbindingkabel met schroef & BNC connectoren, 5m
- HI 7855/10** Verbindingkabel met schroef & BNC connectoren, 10m
- HI 7855/15** Verbindingkabel met schroef & BNC connectoren, 15m
- HI 7856/1** Verbindingkabel met schroef & US connectoren, 1m
- HI 7856/3** Verbindingkabel met schroef & US connectoren, 3m
- HI 7856/5** Verbindingkabel met schroef & US connectoren, 5m
- HI 7856/10** Verbindingkabel met schroef & US connectoren, 10m
- HI 7856/15** Verbindingkabel met schroef & US connectoren, 15m
- HI 7857/1** Verbindingkabel met schroef & DIN connectoren, 1m
- HI 7857/3** Verbindingkabel met schroef & DIN connectoren, 3m
- HI 7857/5** Verbindingkabel met schroef & DIN connectoren, 5m
- HI 7857/10** Verbindingkabel met schroef & DIN connectoren, 10m
- HI 7857/15** Verbindingkabel met schroef & DIN connectoren, 15m



HI 7858-15

Kabel, Verbinding, 3mm dia. met een BNC connector op een uiteinde. Het andere uiteinde kan worden geleverd met een BNC, DIN, US standaard connector of kroonsteen.

HI 7858/1	Verbindingskabel met BNC & BNC connectoren, 1m
HI 7858/3	Verbindingskabel met BNC & BNC connectoren, 3m
HI 7858/5	Verbindingskabel met BNC & BNC connectoren, 5m
HI 7858/10	Verbindingskabel met BNC & BNC connectoren, 10m
HI 7858/15	Verbindingskabel met BNC & BNC connectoren, 15m
HI 7859/1	Verbindingskabel met BNC & DIN connectoren, 1m
HI 7859/3	Verbindingskabel met BNC & DIN connectoren, 3m
HI 7859/5	Verbindingskabel met BNC & DIN connectoren, 5m
HI 7859/10	Verbindingskabel met BNC & DIN connectoren, 10m
HI 7859/15	Verbindingskabel met BNC & DIN connectoren, 15m
HI 7860/1	Verbindingskabel met BNC & US connectoren, 1m
HI 7860/3	Verbindingskabel met BNC & US connectoren, 3m
HI 7860/5	Verbindingskabel met BNC & US connectoren, 5m
HI 7860/10	Verbindingskabel met BNC & US connectoren, 10m
HI 7860/15	Verbindingskabel met BNC & US connectoren, 15m
HI 7861/1	Verbindingskabel met BNC conn. & spade lug, 1m
HI 7861/3	Verbindingskabel met BNC conn. & spade lug, 3m
HI 7861/5	Verbindingskabel met BNC conn. & spade lug, 5m
HI 7861/10	Verbindingskabel met BNC conn. & spade lug, 10m
HI 7861/15	Verbindingskabel met BNC conn. & spade lug, 15m



HI 7861-1

Kabel, Verlenging, voor K-Type Thermokoppel Elektrodes

Deze gedraaide kabel kan worden gebruikt om de kabel van alle K-type thermokoppel elektrodes te verlengen. Hij heeft mannelijke en vrouwelijke connectoren op de twee uiteinden.

HI 766EX	Verlengkabel voor K-type thermokoppel elektrodes, 1m
-----------------	--

Kit, HI 83225 Accessoires

Volledige toebehorenkit voor voorbereiding van stalen die geanalyseerd moeten worden (voedingsstoffen voor landbouw) met de HI 83225 fotometer.

HI 740223	Kunststof maatbeker (170ml)
HI 740224	Kunststof maatbeker (170ml, 12 stuks)
HI 740225	Spuit (60ml)
HI 740226	Pipet (5ml)
HI 740227	Filter
HI 740228	Filter (25 stuks)
HI 740229	Polypropyleen maatcilinder (100 ml)
HI 740230	Fles om gedemineraliseerd water te maken (230 ml)
HI 93703-54	Gedroogde hars (100 g)
HI 93703-55	Actieve koolstof (voor 50 testen)
HI 83215K	Stevige draagkoffer die de volgende kit voor HI 83225 bevat: 100ml en 170ml maatbekers, 5ml en 60ml spuit, filterhouder en 25 filters, 100ml maatcilinder, fles om gedemineraliseerd water te maken, 1,5ml lepel, 2 pipetten en actieve koolstof voor 50 testen.

Toebehoren



HI 769828-1



HI 769828-2



HI 7698283



HI 7698281



HI 7698282



HI 7698284

HI 7698283



HI 710045



HI 710046

Kit, HI 9828 Accessoires

Accessoires ontworpen voor HI 9828 multiparameter draagbare meter. Voor een volledige lijst, zie HI 9828 in ons onderdeel over de Multiparameter.

- HI 769828-0** pH elektrode, enkelvoudige junctie, niet hervulbaar
- HI 769828-1** pH/ORP elektrode
- HI 769828-2** DO/Temperatuur elektrode
- HI 769828-3** EC elektrode
- HI 7698281** USB interface kabel
- HI 929828** Software voor HI 9828 reeks
- HI 920005** i-Button© met houder (5 stuks)
- HI 7698282** Kit voor onderhoud elektrode
- HI 7698283** Kalibratiebeker
- HI 7698284** Doorstroomcel
- HI 710045** Stroomvoorzieningskabel
- HI 710046** Sigarettenaansteker kabel

Kubus, Kleur voor chemische Testkits

Extra vergelijkende kubussen voor fotometrische chemische test kits.

- HI 3824-99** Kleur kubus voor ammoniak testkit
- HI 3830-99** Kleur kubus voor broom testkit
- HI 3831-99** Kleur kubus voor chloor testkit
- HI 3832-99** Kleur kubus voor jodium testkit
- HI 3833-99** Kleur kubus voor fosfaat testkit
- HI 3834-99** Kleur kubus voor ijzer testkit
- HI 3874-99** Kleur kubus voor nitraat testkit

L

Lamp, Turbidimeter

- HI 740234** Vervanglamp voor EPA turbidimeter

Lysimeter, Suctie

Deze lysimeter is ontworpen om te gebruiken met de HANNA HI 83215 en HI 83225, en is beschikbaar in drie groottes en is voorzien van: staalbuis die eindigt in een poreus uiteinde, capillaire rubberen buis met rubberen dop en vingerklem, reinigungsoplossing starterskit, 30ml spuit en handleiding.

- HI 83900-30** Suctie lysimeter, 30cm buis
- HI 83900-60** Suctie lysimeter, 60cm buis
- HI 83900-90** Suctie lysimeter, 90cm buis
- HI 83900-25** Activerings- en reinigungsoplossing voor lysimeter, fles van 500ml

M

Maatbeker

Stevige plastic maatbekers, beschikbaar in verschillende groottes. Voor gebruik tijdens testen met HANNA chemische testkits en fotometers. Anti-spill ported doppen zijn afzonderlijk beschikbaar.

- HI 740036P** 100ml kunststof maatbeker (10 stuks)
- HI 740037P** 20ml kunststof maatbeker (10 stuks)
- HI 740223** 170ml kunststof maatbeker
- HI 740224** 170ml kunststof maatbeker (6 stuks)
- HI 740032P** Dop voor 20ml kunststof maatbeker (10 stuks)
- HI 740034P** Dop voor 100ml kunststof maatbeker (10 stuks)



HI 3834-99

HI 3833-99



HI 740223



FC 098 / FC 099

Membraan voor opgeloste Zuurstofelektrodes

- HI 76407AP** Deze kit bevat 5 gebruiksklare, PTFE vervangmembranen.

Mes voor Vlees pH Elektrodes

Deze messen uit roestvrij staal, samen met FC 230, FC 231 en FC 232 pH elektrodes, laten gemakkelijke penetratie in het vlees toe. Er zijn twee modellen beschikbaar voor verschillende dieptes.

- FC 098** Roestvrij stalen mes voor vlees pH elektrode, 20mm lang
- FC 099** Roestvrij stalen mes voor vlees pH elektrode, 35mm lang

Moer

Kunststof moeren om elektrische verbindingen volledig af te sluiten voor transmitters aan een HI 8614 behuizing, waardoor IP65 beschermingsnelheid verzekerd is.

- HI 740151P** Zwarte kunststof moer voor HI 8614 behuizing (10 stuks)
- HI 740152** Grijs kunststof moer voor HI 8614 behuizing

Montagekit voor Procesinstrumenten

Voor installatie van paneelmontage procesinstrumenten met de relevante monterhaakjes (voorzien bij de meter).

- HI 740148P** Moer, schroef en sluitring om HI 8710 behuizing te installeren (10 stuks)
- HI 740150P** Moer, schroef en sluitring om pH 500 behuizing te installeren (10 stuks)

Monteerhaak

zie Haak voor Installatie van Procesmeters

Motor voor Magnetische Roerders

- HI 740213** Motor voor magnetische roerders (3 stuks)

Toebehoren



HI 740153



HI 710032



HI 710034



HI 70482



HI 70487/N

O

O-ring

Extra O-ring om de HI 1083 beschermdop te bevestigen.

HI 740153P O-ring voor HI 1083 (10 stuks)

HI 740154 O-ring voor HI 1083 (6 stuks)

P

Papier, voor ingebouwde Printers

Extra papierrolletjes voor HANNA meters met ingebouwde printer. Dit papier laat u toe om, anders dan thermisch papier, uw opgenomen metingen op te slaan in een archief, waardoor u niet hoeft te piekeren over verloren informatie.

Extra papierrolletjes voor benchtop meters met ingebouwde printer.

HI 710032 Papierrolletjes voor benchtop meters (10 stuks)

HI 710034 Papierrolletjes voor draagbare meters (10 stuks)

PCA extra Onderdelen

Volledige lijst van accessoires en extra onderdelen om te gebruiken met de PCA reeks proces analysatoren, voor meet en onderhoudsdoelen.

HI 70430 Vrije chloor reagentia (3 maand stabiel) voor PCA 310, PCA 320 en PCA 330

HI 70431 Totale chloor reagentia (3 maand stabiel) voor PCA 310, PCA 320 en PCA 330

HI 70473 PCA buizenkit, druk regelaar om af te voeren (2 stuks)

HI 70474 PCA peristaltische pomp buizenkit (6 stuks)

HI 70475 PCA peristaltische pomp buizenkit (2 stuks)

HI 70476 Reagens fles buizenkit (6 stuks)

HI 70477 PCA Y-stuk en buizen voor de meetcel (2 stuks)

HI 70478 PCA buizenkit, fles naar pomp (6 stuks)

HI 70479 PCA buizenkit, pomp naar Y-stuk (8 stuks)

HI 70482 5µm en 50µm input filters voor PCA reeks

HI 70483 PCA volledige buizenkit

HI 70484 PCA volledige buizenkit (3 stuks)

HI 70485 Magnetische roermotor voor PCA reeks

HI 70486 Magnetische staaf voor PCA reeks (2 stuks)

HI 70487/N PCA meetcel

HI 70488 PCA elektromagnetische klep, 60Hz

HI 70492 PCA afvoerbuizenkit

HI 70493 PCA afvoer drukregelaar

HI 70494 PCA kalibratie poort dop

HI 70495 PCA inkomende druk regelaar

HI 70496 0,45µm filter voor PCA reeks

HI 70497 50µm filter voor PCA reeks

Pipet, capillair

HI 731355P Capillaire pipet (20 stuks)

Pipet voor automatische Dosering

- HI 731340** 200µl vaste pipet
- HI 731341** 1000µl vaste pipet
- HI 731342** 2000µl vaste pipet
- HI 731350** Pipettips voor 200µl vaste pipet (25 stuks)
- HI 731351** Pipettips voor 1000µl vaste pipet (25 stuks)
- HI 731352** Pipettips voor 2000µl vaste pipet (4 stuks)



HI 731352

Pipettip voor Doseerspuiten

Dit toestel laat de gebruiker toe om de reagens precies te doseren, waardoor elke vorm van contaminatie van de titratiespuit tijdens metingen met de chemische testkits vermeden wordt. Gebruik een pipettip voor elke reagens om contaminatie te vermijden.

HI 740144P Pipettips voor spuit (10 stuks)

Pipet voor Elektrode Hervulling

Wordt typisch gebruikt met hervulbare pH en ORP elektrodes voor precieze dosering van de elektrolytoplossing. Ze zijn ook geschikt voor precieze vloeistofoverdracht in elke veld- of labtoepassing.

HI 740157P Elektrode hervulpipet (20 stuks)

Polsband

HI 740123 Extra polsband voor ergonomische draagbare meters (in HI 93510, HI 99550 en HI 151 behuizing)

Pomp extra Onderdelen

Lijst van noodzakelijke extra onderdelen voor werking en onderhoud van doseerpompen.

- HI 721003** Glazen bol met O-ring (10 stuks elk)
- HI 721004** Injectieklep constructie
- HI 721005** Voetklep constructie
- HI 721006** Veer (4 stuks)
- HI 721008** Keramisch gewicht (4 stuks)
- HI 720029** LDPE slang, 3m
- HI 720030** LDPE slang, 10m
- HI 720031** LDPE slang, 50m
- HI 720032** LDPE slang, 100m
- HI 721101** Pomphoofd, O-ring, schroeven (6 stuks) en sluitringen (6 stuks)
- HI 721102** Injectieklep constructie
- HI 721103** Aanzuigklep constructie
- HI 721108** PVDF moer (25 stuks)
- HI 740156** Klepzitting (3 stuks)



HI 7102

R

Rek, afkoelen van Testbuis

HI 740216 Rek om cod vials en test tubes af te koelen (plaats voor 25 test tubes)

RH Kalibratiekamer

Deze draagbare kamers laten u toe om uw hygrometers gemakkelijk te kalibreren. De afmetingen zijn 190 x 115 x 110 mm, en ze zijn volledig voorzien van O-ring en pregekalibreerde, gebruiksklare verzadigde zouten.

Het HI 7101 model is ontworpen voor gebruik met HI 9065, HI 9161, en HI 91610 instrumenten, terwijl de HI 7102 gebruikt wordt met de HI 93640 en HI 8666 hygrometers.

HI 7101 Kalibratiekamer voor RH elektrodes met metalen dop

HI 7102 Kalibratiekamer voor RH elektrodes zonder metalen dop

RH Kalibratiezout

LiCl kalibratiezout voor HI 7101 & HI 7102 kalibratiekamers (lage RH).

HI 7111/P LiCl kalibratie zout, 15g fles (6 stuks)

NaCl kalibratiezout voor HI 7101 & HI 7102 kalibratiekamers (hoge RH).

HI 7121/P NaCl kalibratiezout, 33g fles (6 stuks)

Roerstaven voor Magnetische Roerders

zie Staven, Roerstaven voor Magnetische Roerders

S

Scherm, Veiligheid


Veiligheidsscherm dat verbonden is met de top van de HI 839800-02 cod reactor.

HI 740217 Laboratorium veiligheidsscherm voor HI 839800-02

Schroevendraaier voor Kalibratie

Kalibratie schroevendraaier, lengte 90mm, om manueel kalibratie met trimmers uit te voeren.

HI 731326 Kalibratie schroevendraaier (20 stuks)



HI 740217



HI 731326

Slang

LDPE slang om te gebruiken met BL doseer pompen. Verschillende lengtes zijn beschikbaar.

HI 720029	LDPE slang, 3m
HI 720030	LDPE slang, 10m
HI 720031	LDPE slang, 50m
HI 720032	LDPE slang, 100m

Sleutel voor magnetische Start voor HI 141 serie

HI 740221 Sleutel voor magnetische start voor HI 141-serie

Sleutel voor Testen van Thermometer Kalibratie

Laat een snelle kalibratie check van de thermistor thermometers toe. Verbind gewoon de sleutel met de meter en kijk na of de meting binnen de sleutelwaarde $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ ligt. Wanneer dit niet zo is, contacteer HANNA Instruments® Belgium voor herkalibratie.

Testsleutels voor thermometers die een HI 762 reeks sonde gebruiken.

HI 762-18C	Testsleutel op -18°C
HI 762000C	Testsleutel op 0°C
HI 762070C	Testsleutel op 70°C

Testsleutels voor thermometers die een HI 765 reeks sonde gebruiken.

HI 765-18C	Testsleutel op -18°C
HI 765000C	Testsleutel op een 0°C
HI 765070C	Testsleutel op 70°C

Software

Gebruik de volgende Windows® compatibele software om de PC verbinding van de relevante HANNA meters te gebruiken.

HI 92000	Windows® compatibele software voor loginstrumenten, fotometers en turbiditeitsmeters
HI 92140	Windows® compatibele software voor HI 140 en HI 142 reeks
HI 92500	Windows® compatibele software voor proces controllers
HI 929828	Windows® compatibele software voor multiparameter reeks HI 9828
HI 141000	Windows® compatibele software voor HI 141 reeks

Spuit

Aangepaste spuit voor nauwkeurige reagensdosering voor chemische testkits en fotometers.

HI 740225	60ml vaste spuit
HI 740226	5ml vaste spuit
HI 740142P	1ml vaste spuit (10 stuks)
HI 740143	1ml vaste spuit (6 stuks)



HI 762

HI 765



HI 9200



HI 740142P

Spuit, Tip

HI 7740144 Spuittips voor HI 740143 (6 stuks)

Staaft, Aarding

Deze aardstaaft uit roestvrij staal AISI 316 kan worden verbonden met de differentiële input van alle pH en ORP meters met deze eigenschap, en weerhoudt de elektrode van problemen door aardlus stroom. De levensduur van de elektrode zal veel langer zijn.

HI 1283 Aardstaaft met kabel van 1m

Staaft, Meten voor Niveau Controllers

Meetstaven uit roestvrij staal voor detectie van vloeistofniveau in reservoirs, ontworpen om gebruikt te worden met HANNA niveau controllers en transmitters. Beschikbaar apart of in pakketten van 5 stuks. Kan verbonden worden voor gewone lengtes. Elke staaft is 0,5m lang.

HI 731324 0,5m meetstaaft (5 stuks)

HI 731328 0,5m meetstaaft

Staaft, Roerstaven voor magnetisch Roeren

Micro roerstaven specifiek ontworpen voor HANNA roerders. De PTFE bekleding verzekert een hoge chemische weerstand, zelfs bij agressieve stoffen.

HI 731319 Roerstaven (L 25mm x dia 7mm), speciaal ontworpen voor gebruik met HI 180, en HI 190M, HI 190MB en HI 200M roerders. De PTFE (PolyTetraFluoro-Ethylene) bekleding verzekert hoge chemische weerstand, zelfs bij agressieve stoffen. (10 stuks)

HI 731320 PTFE (PolyTetraFluoro-Ethylene) beklede roerstaven (L 50mm x dia 7mm), ontworpen voor gebruik met de HI 300 roerder reeks. (10 stuks)

HI 731316 Roerstaven voor mini Titratoren en HI 208 (5 stuks)

HI 70486 Roerstaven voor PCA reeks (2 stuks)

Stroomadapter

Deze stroomwisselaars laten HANNA meters toe om te werken op 12 Vdc, afkomstig van een 230 Vac stroomaansluiting, en zijn beschikbaar met verschillende stekkers.

HI 710006 230 Vac tot 12 Vdc, Europese stekker

Stroomsnoer

Deze snoeren voeden alle HANNA meters die directe 115 Vac of 230 Vac voorziening nodig hebben.

HI 740198 Stroomsnoer met DIN stekker



T

Tas, beschermend

Beschermend doosje voor draagbare meters.

- HI 710018** Beschermende tas voor HI 93530N behuizing
- HI 710019** Beschermende tas voor HI 93510N behuizing met elektrode
- HI 710020** Beschermende tas voor HI 9040 behuizing met elektrode
- HI 710021** Beschermende tas voor HI 9060 behuizing
- HI 710022** Beschermende tas voor HI 8424 behuizing



HI 710022

Testbuis

- HI 740220** Glazen testbuis met doppen, 25 ml (2 stuks)



HI 143002

Transformator

zie Stroomadapter

Transmitter voor HI 143 Temperatuurlogger

Transmitter voor snelle en gemakkelijke plaatsing van uw instrument voor PC verbinding

- HI 143002** USB communicatie transmitter volledig met Windows® compatibele software voor HI 143 Temperatuurlogger.



HI 9200/9

Transmitter, infrarood, voor PC Verbinding

Infrarood transmitters om te gebruiken met draagbare meters. Plaats het toestel gewoon op de steun en de gegevens zullen worden verzonden naar de PC via de RS232 serie poort of USB.

- HI 9200/9** Infrarood transmitter met 9-pin serie connector
- HI 9200/25** Infrarood transmitter met 25 pin serie connector

Infrarood transmitters om te gebruiken met temperatuur dataloggers.

- HI 90140** Infrarood transmitter voor HI 140 reeks
- HI 141001** Infrarood transmitter voor HI 141 reeks



HI 90140

U

Uitgangen, uitrekbaar, voor Procesinstrumenten

Deze uitrekbare modules werden ontworpen voor een snelle en gemakkelijke bedrading van HANNA procesmeters. Ze zijn beschikbaar voor 2, 3 en 4 inputten.

- HI 740191P** Uitrekbare uitgang, 2 inputten (10 stuks)
- HI 740192P** Uitrekbare uitgang, 3 inputten (10 stuks)
- HI 740193P** Uitrekbare uitgang, 4 inputten (10 stuks)
- HI 740204P** Grote uitrekbare uitgang, 2 inputten (10 stuks)
- HI 740205P** Grote uitrekbare uitgang, 3 inputten (10 stuks)



HI 141001

V

Vial - zie ook Cuvet

Om te gebruiken met HI 3835 saliniteit testkit, om de reactie tijdens titratie uit te voeren.

HI 740196P Plastic vial voor HI 3835 (20 stuks)

Vijzel voor Grondpenetratie

De vijzel is voorzien bij de HI 99121 en HI 993310 voor directe grondmeting.

HI 721319 Grondvijzel

Z

Zekering

HI 70490P 400 mA, 5 x 20 mm zekering (10 stuks)

HI 740136P 1 A, 5 x 20 mm zekering (10 stuks)

HI 740137 1 A, 5 x 20 mm zekering (6 stuks)

HI 740138P 2 A, 5 x 20 mm zekering (10 stuks)

HI 740139 2 A, 5 x 20 mm zekering (6 stuks)

HI 740214 5 A, 5 x 20 mm zekering (1 stuks)

HI 740215 5 A, 5 x 20 mm zekering (6 stuks)



HI 721319